

**MA-83. Vini e mosti.-Valutazione della stabilità tartarica
CheckStab**

Espressione del risultato

Il risultato viene indicato come variazione in μS e viene interpretato seguendo quanto indicato nella seguente tabella:

	Vini Bianchi	Vini Rossi e Rosati	Vini Liquorosi 15%vol
Molto stabile	Inferiore a 25 μS	Inferiore a 30 μS	Inferiore a 15 μS
Stabile	Da 25 a 40 μS	Da 30 a 60 μS	Da 15 a 25 μS
A rischio	Da 40 a 60 μS	Da 60 a 70 μS	Da 25 a 40 μS
Instabile	Superiore a 60 μS	Superiore a 70 μS	Superiore a 40 μS

Parametri qualitativi

**TABELLA DELLE MODIFICHE
Emissione 4**

Nr	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	30/06/04	Nuova Emissione			
1	07/11/06	Modificato il metodo per cambio di apparecchiatura			
2	12/04/12	Modificato il metodo per cambio di apparecchiatura			
3					
4					
5					